



# PRESSALIT®


## Spezialscharnier

**Produktnummer**

D92999  
VVS: 616810934  
EAN: 5708590300474

**Beschreibung**

Spezialscharnier

**Produktkapazität****Gewicht**

0,298 kg

**Gewicht, brutto**

0,298 kg

**Gewicht pro kolli**

0 kg

**Stück per kolli**

0

**Stück pro Palette**

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®