




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Style Ersatz-Büstenkopf, Schwarz PR00899
Produkt- beschreibung	<p>VVS: 778496801 NRF: 7001498 RSK: 8714308 EAN: 5708590377346 DB: 2266822</p> 
Materialien	ABS
Garantie Reinigung	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

pressalit.com