





PRESSALIT®

Pressalit Sign / Spira S662 Standard toalettsits, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Varunummer	S662000 EAN:5708591186763 DB: 1255194 Pressalit Sign/Spira S662 är en vacker och enkel toalettsits som har utvecklats speciellt för att passa lfö Sign och Spira toaletter. Sitsen levereras med fasta beslag.	
Färg	Vit	
Beskrivning	PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Sign / Spira", art. nr. S662 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. fast beslag i rustfrit stål. - centerafstand 157 mm - belastning - ringsæde 160 kg - 2 års garanti 	
Design type	Sandwich	
Material	Härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)	
Produktkapacitet	Max belastning sittring 160 kg	
Vikt	2,02 kg	
Kartong storlek	460x390x50 mm	
Vikt per kolli	2,28 kg	
Paket storlek	275x405x490 mm	
Vikt per kolli	11,4 kg	
Antal per kolli	5	
Kolli per pall	12	
Antal per pall	60	



PRESSALIT®

Pressalit Sign / Spira S662
Standard toalettsits, inkl. fast beslag i rustfritt stål

Rengöring

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Garanti

2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®