




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Style WC-bürstengarnitur, Stahl gebürstet/Weiss PR10810
Produkt- beschreibung	VVS:778496015 NRF:7001516 RSK:8714310 EAN:5708590377377 DB: 2266837  Lassen Sie mit Pressalit Style Eleganz und Ihren ganz persönlichen Stil erstrahlen. Die langen, eleganten und grafischen Silhouetten sorgen nicht nur für eine schöne und ästhetische Ausstrahlung im Badezimmer, sondern zeigen auch, dass Sie sich für außergewöhnliches dänisches Design in Ihrem Zuhause entschieden haben. Die Produkte lassen sich mit den mitgelieferten Schrauben oder mit Kleber, der separat erhältlich ist, ganz einfach montieren. Verleihen Sie dem Badezimmer eine zusätzliche Ausstrahlung mit der formschönen Toilettenbürste, die auf dem Boden stehen oder an die Wand montiert werden kann. Ein dezenter Gummiring sorgt für besseren Halt am Boden.
Materialien	Edelstahl AISI 304, Aluminium, Zink und PP
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



PRESSALIT®

Produkt	Pressalit Style WC-bürstengarnitur, Stahl gebürstet/Weiss
Produktnummer	PR10810

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026