




| | |
|--|--|
| Product Artikelnummer | Pressalit Choice Handdoekhouder 60 x 12 cm, dubbel, geborsteld messing Q70550 |
| Beschrijving | <p>VVS: 775711205 NRF: 7001581 RSK: 8920051 EAN: 5708590381893 DB: 2425192</p>  <p>Laat de serie Pressalit Choice badkameraccessoires het decor van uw badkamer naar een hoger niveau tillen en samenhang creëren met een tijdloze uitstraling. Je krijgt een compleet assortiment accessoires voor elke badkamer.</p> <p>Pressalit Choice Handdoekhouder, dubbel, geborsteld messing</p> |
| Materialen | Roestvrijstaal AISI304, montage huls uit messing |
| Garantie Reiniging | <p>Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.</p> <p>Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p> |