



# PRESSALIT®

## Institutionsbeslag

**Varenummer**


D92999

VVS: 616810934

EAN: 5708590300474

**Beskrivelse**

Institutionsbeslag, rustfrit stål, med lang bolt (100 mm)

**Produktkapacitet****Vægt**

0,298 kg

**Vægt emballeret**

0,298 kg

**Vægt pr. kolli**

0 kg

**Antal pr. kolli**

0

**Antal pr. palle**

0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com