




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Pappersdispenser, manuell, 500 ark, polerat stål PY10110
Beskrivning	VVS: 776135540 NRF: 1438633 RSK: 8920380 EAN: 5708590392240  Pappersdispenser i rostfritt stål för väggmontering. För ca 500 pappersservetter. Nyckelmanövrerad öppning. Inkl. monteringsatts. Hölje i rostfritt stål. Fylls uppifrån och har en inspektionsöppning för att indikera fyllnadsnivå.
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com