



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Choice Løs børstehoved til Qx0800, hvid Q00899
Produktbeskrivelse	VVS:778497800 NRF:6190925 RSK:8714257 EAN:5708590343600
Materialer	Plast/ABS
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com