




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Ersatzpapierhalter mit Platte, Stahl gebürstet Q30260
Produkt- beschreibung	VVS:776591200 NRF:6190949 RSK:8744049 EAN:5708590352824  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p>
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®