




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Papperskorg 34 l, matt svart PY40910
Beskrivning	<p>VVS:777744331 NRF:1438609 RSK:8920401 EAN:5708590392400</p>  <p>Papperskorg tillverkad av robust rostfritt stål. Kropp i rostfritt stål med rundade kanter. Utrustad med avtagbar, tvättbar tygpåse av polypropylen. Kapacitet ca 34 liter. Montering kan ske med lim eller med två skruvar. Kan även förses med extra stölskydd i bakväggen. Inkl. monteringsatts.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®