




# PRESSALIT®

## Universalscharnier für Sitz ohne Deckel

**Produktnummer**

BU5P999  
EAN: 5708590238609

**Produktkapazität**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Gewicht</b>           | 0,17 kg |
| <b>Gewicht, brutto</b>   | 0,17 kg |
| <b>Gewicht pro kolli</b> | 0 kg    |
| <b>Stück per kolli</b>   | 0       |
| <b>Stück pro Palette</b> | 0       |

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®