




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Befestigungsmaterial V8655 (4 Stck.), für Porenbeton V8655
Produkt- beschreibung	EAN:5708590351391  Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung, für Porenbeton. Verwenden für: MATRIX Waschtisch-Lifters: R4820, R4822, R4840, R4842 R4850, R4852, R4870, R4806, SELECT Waschtisch-Lifters: R4950, R4951, R4952, R4953 VALUE Waschtisch-Lifter: R1210 SELECT TL1 WC-Lifters: R8012, R8022, R8212, R8222 SELECT TL2 WC-Lifters: R8112, R8122, R8312, R8322 SELECT TL3 WC-Lifters: R9013, R9023, R9113, R9123 SELECT TL4 WC-Lifters: R9014, R9024, R9114, R9124 SELECT TL5 WC-Lifters: R9211, R9221 Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14, mit graue Abdeckung, für Porenbeton
Materialien	Edelstahl und Kunststoff



PRESSALIT®

Produkt	Befestigungsmaterial V8655 (4 Stck.), für Porenbeton
Produktnummer	V8655

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

14. september 2026