




PRESSALIT®

Article Numéro article	Matelas R8481378
Couleur	Bleu marin
Description	<p>VVS: 777540928 EAN: 5708590376592 HMI: 138102</p>  <p>Matelas pour table de change, 680 x 1100 mm.</p> <p>Matelas pour table de change, 680 x 1100 mm.</p>
Matériaux	<p>Le couvre-matelas est 100% en polyester avec polyuréthane, approuvé et conforme à la norme Oeko-Tex 100, classe I. Il est ignifuge et imperméable aux acariens. Le rembourrage en mousse est en mousse de polyuréthane flexible à base de polyester, il est également ignifuge, approuvé et conforme à la norme Oeko-tex 100, classe I.</p>
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Sprit (husholdningssprit) Tvättsprit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREvention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



PRESSALIT®

Article	Matelas
Numéro article	R8481378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®