




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Public Universal Desinfektionsmittelspender, 950 ml, gebürsteter Stahl PZ30730
Produkt- beschreibung	VVS: 774566515 NRF: 1438659 RSK: 8920591 EAN: 5708590396354  Desinfektionsspender aus Edelstahl für die Wandmontage. Einhand-Desinfektionspumpe mit 950-ml-Tank. Geeignet für handelsübliche Händedesinfektionsmittel. Abschließbare Lösung. Inklusive Montagesatz. Inspektionsöffnung zeigt Füllstand an.
Materialien	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 316L)
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com