




# PRESSALIT®

## Beslag 100 mm

**Varunummer** T9801  
EAN:5708590183916

**Beskrivning** Beslag 100 mm



## Produktkapacitet

**Vikt** 0,46 kg

**Vikt per kolli** 0,46 kg

**Vikt per kolli** 0 kg

**Antal per kolli** 0

**Antal per pall** 0

Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

[pressalit.com](http://pressalit.com)