




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Toalettborste för väggmontering, m/skål, borstat stål PY30810
Beskrivning	VVS: 778499115 NRF: 1438655 RSK: 8920393 EAN: 5708590392356  Toalettborste i massivt rostfritt stål för väggmontering. Dold stölskyddsanordning med 2-punktsrosett. Inkl. monteringsatts.
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 303)
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®