


PY30735

Tegningen er IKKE målfast

Classic / Desinfektions-dispenser med sensor / incl. stander / 950 ml




Tank = 950 ml - genopfyldelig beholder.

Pressalit Public

Sæbedispenser/

Desinfektionsdispenser med sensor

**CLASSIC:**

PY10715 / PY30715 / PY40715
PY10725 / PY30725 / PY40725
PY30735

PREMIUM:

PX10320 / PX30320 / PX40320

UNIVERSAL:

PZ30715 / PZ30732

Diverse dele

Montering på væg



Montering i indbygnings modul



Plug-in tank



Desinfektionsmiddel
pumpe



Sensor til sæbe
pumpe




e-Modul / til sensor pumpe




Sensor pumpe til e-Modul




Samling af dispenser med e-Modul (sensor)







Dispenser på batteri



Dispenser på strøm




Påfyldning af sæbe i tank




Afstandsmål til vask

1 Montering på væg



2 Montering i indbygnings modul



*Bestemmes ud fra indbygnings-modulet.