




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Public Premium Set met afvalemmer, papierdispenser en zeepdispenser, geborsteld staal PX30990
Beschrijving	VVS: 773651315 NRF: 1438638 RSK: 8920373 EAN: 5708590392202  Set voor wandmontage bestaande uit een met één hand te bedienen zeepdispenser van 200 ml, een papierdispenser voor ca. 300 papieren handdoeken en een afvalemmer van 15 liter in geborsteld roestvrij staal. Voor wandmontage met lijm of schroeven. De afvalemmer heeft een interne houder voor standaard afvalzakken. De zeepdispenser heeft een reservoir van 200 ml voor gewone vloeibare handzeep. De kit heeft een veerklenslot. Het bijvullen van de papierdispenser gebeurt via de bovenkant.
Materialen	Europees roestvrij staal (AISI 304)
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com