



PRESSALIT®

Institutionsbeslag

Varenummer


D92999

VVS: 616810934

EAN: 5708590300474

Beskrivelse

Institutionsbeslag, rustfrit stål, med lang bolt (100 mm)

**Produktkapacitet****Vægt**

0,298 kg

Vægt emballeret

0,298 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com