




# PRESSALIT®

## Steekscharnier (los) voor Pinocchio

**Artikelnummer**

BB5P999  
EAN: 5708590238456

**Product capaciteit**

**Gewicht** 0,177 kg

**Gewicht per stuk** 0,177 kg

**Gewicht per colli** 0 kg

**Aantal per colli** 0

**Aantal per pallet** 0

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®