




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Choice Regal, Stahl poliert Q10410
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS:772471340 NRF:6190935 RSK:8892165 EAN:5708590352626</p>  <p>Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen.</p>
<b>Materialien</b>	Rostfreier Stahl AISI 304
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)