



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
toalettsits
Toalettsits med soft close och antibakteriell
effekt, inkl. Solid Pro beslag

Varunummer




CP1008011CF
VVS: 613326300
NRF: 1462950
RSK: 7822114
EAN: 5708590396880

Pressalit Trend Combi Pack med Projecta D Solid Pro-sits är utformad för maximal hållbarhet och stabilitet. Den innovativa kantlösa Trend-toalettskålen med Circular Flush ger effektiv spolning utan stänk och är en idealisk lösning för miljöer med höga krav. Den robusta D-formade Solid Pro-sitsen med förstärkta gångjärn klarar intensiv och frekvent användning och har testats med upp till 60 000 sidobelastningscykler. Pressalit ANTIBAC är ett integrerat antibakteriellt tillsatsmedel i sitsens material, vilket bidrar till att hämma bakterietillväxt och bibehålla hög hygiennivå. Kombinationen är perfekt för offentliga byggnader, institutioner eller andra miljöer där styrka, stabilitet och hygien är avgörande och ger en pålitlig, långvarig toalettlösning.



Färg

Vit





PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
**toalettsits

Toalettsits med soft close och antibakteriell**
effekt, inkl. Solid Pro beslag

Material	TOALETTSKÅL: Porslin TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål. Termoplastiska halvkristallina polyamider med delvis aromatiskt innehåll. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	31,508 kg
Kartong storlek	540x410x510 mm
Vikt per kolli	34,223 kg
Vikt per kolli	34,223 kg
Antal per kolli	1
Kolli per pall	5
Antal per pall	5



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
**toalettsits

Toalettsits med soft close och antibakteriell**
effekt, inkl. Solid Pro beslag

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på toalettsitsar och 5 års garanti på toalettstolar mot uppvisande av giltigt inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där produkten köptes. Garantin omfattar material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som kan uppstå vid korrekt användning och rengöring av produkten. Pressalit förbehåller sig rätten att undersöka produkten på vår fabrik. Vid en berättigad reklamation kommer Pressalit antingen att:
- skicka reservdelar, eller
- byta ut produkten mot samma eller en liknande modell.
Om färgen på toalettsitsen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att leverera en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att i stället återbetala inköpspriset.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
