



# PRESSALIT®

**Pressalit Plan 780**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle**  
**Wirkung, inkl. Kombi-Scharniere aus Edelstahl**

**Funktionen**

Lift-off, Absenkautomatik

**Produktnummer**

780000-D98999  
 NRF:6190226  
 EAN:5708590319728

Pressalit Plan steht für perfekte Passform und hat ein schickes, viereckiges Design. Mit Absenkautomatik und Lift-off-Funktion. Speziell konzipiert zur Keramag Renova Nr. 1 Plan Keramik.






**Farbe**

Weiß

**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Plan", Art. Nr. 780 aus durchgefärbtem Duroplast mit D98 Festscharnier aus V2A Edelstahl und Kunststoff.

- Demontage von Sitze/Deckel erleichtert die Reinigung
- Scharnierabstand: 155 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 180 kg
- Passfähigkeit auf Keramag Renova Nr. 1 Plan
- 10 Jahre Garantie



**Design Typ**

Wrap-over

**Designer**

Pressalit

**Design Jahr**

2012



## Pressalit Plan 780

**WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle Wirkung, inkl. Kombi-Scharniere aus Edelstahl**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Materialien</b>       | <p><b>WC-SITZ:</b><br/>Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (<math>&lt; 0,01 \text{ mg/m}^3</math>) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von <math>0,08 \text{ mg/m}^3</math>.</p> <p><b>ANTIBAKTERIELL:</b><br/>Dieser WC-Sitz enthält einen antibakteriellen Zusatzstoff mit biozidem Silberphosphatglas, der das Bakterienwachstum hemmt.</p> <p><b>PUFFER:</b><br/>EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPFUNGSSET</b> (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik):<br/>Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.</p> <p><b>SCHARNIERE:</b><br/>Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.</p> |
| <b>Produktkapazität</b>  | Belastbarkeit - Sitzring 180 kg   |
| <b>Gewicht</b>           | 2,591 kg  |
| <b>Kartonmaße</b>        | 488x388x72 mm   |
| <b>Gewicht, brutto</b>   | 2,951 kg  |
| <b>Maße pro kolli</b>    | 500x400x368 mm  |
| <b>Gewicht pro kolli</b> | 14,755 kg   |
| <b>Stück per kolli</b>   | 5   |
| <b>Kolli pro Palette</b> | 18  |
| <b>Stück pro Palette</b> | 90  |
| <b>Reinigung</b>         | Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.  |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Plan 780****WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle Wirkung, inkl. Kombi-Scharniere aus Edelstahl**

---

**Garantie**

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®