




PRESSALIT®

Spezialscharnier mit durchgehender Scharnierwelle, fest

Produktnummer

D28999
EAN: 5708590290997

**Produktkapazität**

Gewicht	0,274 kg
Gewicht, brutto	0,274 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®