




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Public Classic Distributeur de désinfectant avec capteur, 700 ml, acier poli PY10725
Description	VVS: 774565640 NRF: 1438616 RSK: 8920383 EAN: 5708590392271  Distributeur de désinfectant avec capteur en acier inoxydable pour montage mural. Pompe de désinfection à une main avec réservoir de 700 ml. Conçu pour un désinfectant pour les mains standard. Solution verrouillable. Kit de montage inclus. L'ouverture d'inspection indique le niveau de remplissage.
Matériaux	Acier inoxydable européen (AISI 316L)
Garantie Nettoyage	Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com