






PRESSALIT®

Pressalit T 2 324 Standard toalettsits, inkl. beslag i rostfritt stål

Varunummer	324000-BN2999 VVS: 615039000 NRF: 6190321 RSK: 7904445 EAN: 5708590243139	
Färg	Vit	
Beskrivning	PRESSALIT toalettsits med lock, modell "T 2", art. nr. 324 i genomfärgad härdad plast, inkl. BN2 universalbeslag i rostfritt stål. - centeravstånd 85-185 mm - belastning - sittring 240 kg - inkluderar infällda gångjärnsflikar för enklare rengöring - kan användas på universaltoaletter - 10 års garanti	
	  	
Design type	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design år	2001	
Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmäts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).	
Produktkapacitet	BESLAG Rostfritt stål och termoplast. Max belastning sittring 240 kg	



Pressalit T 2 324
Standard toalettsits, inkl. beslag i rostfritt stål

Vikt	2,885 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,285 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	16,425 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.