




PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8655 (4 pièces), pour béton cellulaire V8655
Description	EAN:5708590351391  Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris, pour béton cellulaire. Nécessaire pour : MATRIX support de lavabo : R4820, R4822, R4840, R4842 R4850, R4852, R4870, R4806, SELECTsupport de lavabo : R4950, R4951, R4952, R4953 VALUE support de lavabo : R1210 SELECT TL1 ensemble WC : R8012, R8022, R8212, R8222 SELECT TL2 ensemble WC : R8112, R8122, R8312, R8322 SELECT TL3 ensemble WC : R9013, R9023, R9113, R9123 SELECT TL4 ensemble WC : R9014, R9024, R9114, R9124 Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris, pour béton cellulaire
Matériaux	Acier inoxydable et plastique



PRESSALIT®

Article	Kit vis de montage V8655 (4 pièces), pour béton cellulaire
Numéro article	V8655

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®