




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet R1170000
Kleur	VVS:615723200 NRF:6191649 RSK:7828180 EAN:5708590211701 HMI: 35270 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 TMA toiletsteunen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en modellen met of zonder toiletzitting. TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet, incl. R37 Dania toiletzitting. Met BL1999 scharnier. Donkergrijze handvatten.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal. Zacht polyurethaan. Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1). Testrapport beschikbaar. Zitting/deksel in duroplast kunststof (ureum).
Ergonomy	De opklapbare toiletsteunen geven een goede ondersteuning en de gevormde handvatten zijn comfortabel voor de handen en armen.
Functie	De toiletsteunen kunnen individueel worden opgeklapt.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.



PRESSALIT®

Product	TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet
Artikelnummer	R1170000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026