




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Sæbedispenser med sensor, 850 ml, børstet stål PY30715
Produktbeskrivelse	VVS: 774565215 NRF: 1438639 RSK: 8920389 EAN: 5708590392738  Sæbedispenser med sensor i rustfrit stål til vægmontering. Drypfri sæbepumpe med 850 ml beholder. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndcreme. Låsbar løsning. Inkl. monterings sæt.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti Rengøring	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com