



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Matras voor aankleedtafel 950 mm R8703378
Kleur	VVS: 777630808 RSK: 8565132 EAN: 5708590366081 HMI: 125808 Navy blue 
Beschrijving	Matrassen voor aankleedtafels zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren en in lengtes die aangepast zijn aan de verschillende aankleedtafels lengtes. Accessoires voor aankleedtafels. Matras 760 mm x 950 mm x 30 mm, voor 1400 mm aankleedtafel met wasvoorziening. Ftalazuur-vrij
Materialen	Bekleding: Techmadin, ftalaatvrij Opvulling: Schuim
Reiniging	Bekleding (afdekking): Techmadin, ftalaatvrij Dagelijks met zeepsop reinigen en vervolgens met een vocht-tige doek schoonvegen. Regelmatig zonder wasverzachter op 60-90°C wassen. Krimp na wassen kan voorkomen. Keer niet binnenstebuiten voorafgaand aan het wassen. Mag in een droogtrommel worden gedroogd op max. 60°. Mag worden gedesinfecteerd met antiseptische doekjes. Alcohol % < 70. Gebruik geen desinfectiemiddelen die voor harde oppervlakken zijn bedoeld. Opvulling: (schuim) Het schuim bevat uitsluitend DINP-weekmakers die door de EU zijn goedgekeurd voor gebruik in artikelen voor kinderen. Was het schuim niet. Gebruik het matras om hygiëneredenen niet zonder afdekking.



PRESSALIT®

Product	Matras voor aankleedtafel 950 mm
Artikelnummer	R8703378

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026