




Universalscharnier für lift-off

Produktnummer

DN2999
VVS: 616810867
EAN: 5708590396781



Produktkapazität

Gewicht	0,148 kg
Gewicht, brutto	0,148 kg
Gewicht pro kolli	0 kg
Stück per kolli	0
Stück pro Palette	0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com