



PRESSALIT®

Toalettsits Care Soft Close med lock Med Solid Pro institutionsbeslag

Funktioner

Soft close

Varunummer

R395011-DG9999
VVS:615649000
NRF:6190373
EAN:5708590356044
HMI: 109860

Toalettsits Care Soft Close med lock. Med Solid Pro institutionsbeslag vilket garanterar optimal stabilitet - även vid sidobelastning. Ett designmedvetet val för projektmarknaden. Marknadens första institutionssits med integrerad soft close funktion. Med antibakteriell effekt som hämmar tillväxten av bakterier. Sitsen är designad för att vara behaglig och bekvämt att sitta på.




Färg

Vit

Beskrivning

Toalettsits Care Soft Close med lock. Med Solid Pro institutionsbeslag vilket garanterar optimal stabilitet - även vid sidobelastning. Ett designmedvetet val för projektmarknaden. Marknadens första institutionssits med integrerad soft close funktion. Med antibakteriell effekt som hämmar tillväxten av bakterier. Sitsen är designad för att vara behaglig och bekvämt att sitta på.





Toalettsits Care Soft Close med lock Med Solid Pro institutionsbeslag

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg.
Vikt	2,895 kg
Kartong storlek	503x387x87 mm
Vikt per kolli	3,235 kg
Vikt per kolli	16,175 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	8
Antal per pall	40
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

**Toalettsits Care Soft Close med lock
Med Solid Pro institutionsbeslag**

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®