



PRESSALIT®

Fahnen-Paket mit Schrauben, V2A Edelstahl

Produktnummer

A9109
VVS: 616810421
EAN: 5708590083520



Produktkapazität

Gewicht 0,1 kg

Gewicht, brutto 0,1 kg

Gewicht pro kolli 0 kg

Stück per kolli 0

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®