




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Pressalit Public Universal Distributeur de désinfectant, 950 ml, acier brossé PZ30730
<b>Description</b>	<p>VVS: 774566515 NRF: 1438659 RSK: 8920591 EAN: 5708590396354</p>  <p>Distributeur de désinfectant en acier inoxydable pour montage mural. Pompe de désinfection à une main avec réservoir de 950 ml. Conçu pour les produits désinfectants standard pour les mains. Solution verrouillable. Kit de montage inclus.</p> <p>L'ouverture d'inspection indique le niveau de remplissage.</p>
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable européen (AISI 316L)
<b>Garantie</b> <b>Nettoyage</b>	<p>Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication.</p> <p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.</p> <p>Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)