



PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Style Toaletthink, borstad stål/vit PR10960
Beskrivning	VVS: 777742015 NRF: 7001518 RSK: 8900158 EAN: 5708590377384 DB: 2266839  Låt elegansen och din personliga stil skina igenom med Pressalit Style. De långa, eleganta och grafiska silhuetterna ger dig ett spännande uttryck i badrummet som inte bara är ett estetiskt klyft - utan visar även att du har fattat ett aktivt beslut om att låta extraordinär dansk design ingå i din heminredning. Produkterna är enkla att montera med antingen skruvar eller med lim som kan köpas till. Fullända uttrycket i badrummet med eleganta detaljer. Avtagbar innerbehållare på 5,0 liter. Toalettbehållaren öppnas med ett lätt tryck på locket och kan stå på golvet eller hängas upp på väggen om du vill utnyttja golvplatsen och underlätta rengöringen. Diskret gummiring under botten säkerställer att toalettbehållaren står stadigt, om den placeras på golvet.
Material	Rostfritt stål AISI 304, ABS, PP, TPE en PA
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Product	Pressalit Style Toaletthink, borstad stål/vit
Varunummer	PR10960

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®