




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|--|
| Product Varunummer | Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 700 ml, borstat stål PY30725 |
| Beskrivning | <p>VVS: 774565615 NRF: 1438614 RSK: 8920390 EAN: 5708590392745</p>  <p>Desinfektionsdispenser med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 700 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Läsbar lösning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.</p> |
| Material | Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L) |
| Garanti | 2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. |
| Rengöring | Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. |
| WEEE | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. |
| | Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel. |

pressalit.com