



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Sway D2 994
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
toiletsæde
Toiletsæde med soft close, lift-off og
antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Varenummer



CP994011CF
VVS: 613326500
NRF: 1462969
RSK: 7822116
EAN: 5708590396903

Pressalit Trend Combi Pack med Sway D2 sæde tilbyder en perfekt kombination af minimalistisk elegance og avanceret funktionalitet. Den væghængte toiletskål uden skyllekant har Circular Flush, som sikrer et effektivt og støjsvagt skyl. Det prisvindende Pressalit Sway D2-sæde er slankt og stilfuldt og komplementerer skålens moderne design, samtidig med at det giver fremragende komfort. Soft Close sikrer en blid og støjsvag lukning, og Lift-Off gør rengøringen enkel. Toiletsædet har antibakteriel effekt, som reducerer bakterievækst og forbedrer hygiejnen. Denne kombination er ideel til moderne badeværelser, hvor design og funktionalitet er lige vigtige, og giver en elegant og rengøringsvenlig løsning til daglig brug.




Farve

Hvid



*20 mm / ** 40 mm





Pressalit Trend inkl. Pressalit Sway D2 994
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
toiletsæde
Toiletsæde med soft close, lift-off og
antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvchlorid, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

32,035 kg

**Mål pr. stk.
(emballeret)**

540x410x510 mm

Vægt emballeret

34,704 kg

Vægt pr. kolli

34,704 kg

Antal pr. kolli

1

Kolli pr. palle

5

Antal pr. palle

5

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på toiletsæder og 5 års garanti på toiletskåle mod forevisning af gyldigt købsbevis. Ved reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor produktet er købt. Garantien dækker materiale- og/eller produktionsfejl samt funktionsbegrænsninger, der måtte opstå ved korrekt brug og rengøring af produktet. Pressalit forbeholder sig ret til at undersøge produktet på vores fabrik. Ved en berettiget reklamation vil Pressalit enten:
- fremsende reservedele
- eller ombytte produktet til samme eller en tilsvarende model.
Hvis farven på toiletsædet ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at levere en tilsvarende model i hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Hvis ombytning ikke er mulig, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Sway D2 994
Væghængt toilet med circular flush, inkl.
**toiletsæde

Toiletsæde med soft close, lift-off og**
antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®