




# PRESSALIT®

## Kippanker Ersatzteilset

**Produktnummer**

A9173  
EAN: 5708590246581

**Produktkapazität**

**Gewicht** 0,025 kg

**Gewicht, brutto** 0,025 kg

**Gewicht pro kolli** 0 kg

**Stück per kolli** 0

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®