



Product Artikelnummer	Toiletrolhouder voor montage op TMA toiletsteunen R1175000
Kleur	Wit
Beschrijving	<p>VVS:615723950 NRF:6191655 RSK:8920763 EAN:5708590211725 HMI: 35271 NBS:N13:436 DB: 2076625</p> <p>Toiletrolhouder voor TMA toiletsteunen. Montage mogelijk aan de rechter- of linker toiletsteun</p> <p>Toiletrolhouder voor TMA toiletsteunen. Kan aan de rechter-of linker handgreep worden gemonteerd.</p>
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal.
Ergonomy	Kan aan de rechter-of linker handgreep worden gemonteerd.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

