




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Public Premium Zeepdispenser, 200 ml, geborsteld staal PX30710
Beschrijving	VVS: 774684215 NRF: 1438645 RSK: 8920370 EAN: 5708590392172  Roestvrijstalen zeepdispenser voor wandmontage. Met één hand te bedienen en met druppelvrije zeepomp met een reservoir van 200 ml. Ontworpen voor gewone vloeibare zeep of handlotion. Inclusief montagekit.
Materialen	Europees roestvrij staal (AISI 316L)
Garantie Reiniging	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven. Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com