






PRESSALIT®

Pressalit for Trevi S832 Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Varenummer	S832000 EAN:5708590320830 DB: 1623772	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit for Trevi", art. nr. S832 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universalbeslag i rustfrit stål.</p> <ul style="list-style-type: none">- centerafstand 129-187 mm- belastning - ringsæde 160 kg- 2 års garanti	
	 	
Materialer	Hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)	
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 160 kg	
Vægt	2,85 kg	
Mål pr. stk. (emballeret)	450x365x55 mm	
Vægt emballeret	2,87 kg	
Mål pr. kolli	275x380x480 mm	
Vægt pr. kolli	14,35 kg	
Antal pr. kolli	5	
Kolli pr. palle	12	
Antal pr. palle	60	



PRESSALIT®

Pressalit for Trevi S832
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
