




PRESSALIT®

Article Numéro article	TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC R1171000
Couleur	VVS:615723100 NRF:6191651 EAN:5708590211718 HMI: 42230 NBS:N13:436 DB: 2076624 FDA:ILS/D135866 Blanc
Description	 <p>Les accoudoirs TMA sont disponibles en différentes largeurs, et en modèles avec ou sans abattant.</p> <p>TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC, charnières BL1999 inclus. Poignées gris foncées. BL1 charnières sont uniquement compatibles avec abattants R26, R27, R28, R29, R37 ou R38.</p>
Réglage	Montage fixe
Matériaux	Acier inoxydable, laqué par poudrage. Polyuréthane souple. <i>Testé d'inflammabilité (ISO 8191-1). Rapport de test disponible.</i>
Ergonomie	Accoudoirs solides et poignées rembourrées soulagent mains et bras.
Fonctions	Les accoudoirs sont rabattables individuellement
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article	TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC
Numéro article	R1171000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®