



PRESSALIT®

Pressalit Universal S134 Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Varunummer

S134112-BS2999
EAN: 5708591175170
DB: 5942569

Pressalit Universal S134 är en klassisk toalettsits som kännetecknas av ett enkelt och hållbart uttryck, och med universalbeslaget passar Pressalit Universal S134 till flera olika toalettskålar. Sitsen kan fås i flera olika färger, så det finns något för alla badrum. Sitsen är producerad i Danmark.






Färg

Antracitgrå

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Universal", art. nr. S134 af genomfarvet hærdeplast, inkl. BS2 universal beslag i rostfritt stål.

- centerafstand 85-185 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Material

TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close):

Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.

BESLAG

Rostfritt stål och termoplast.



PRESSALIT®

Pressalit Universal S134
Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Produktkapacitet	Max belastning sittring 180 kg
Vikt	2,703 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,103 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	15,515 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
