




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Seifenspender, 330 ml, wandhängend, Stahl poliert Q10700
Produkt- beschreibung	VVS:774681140 NRF:6190941 RSK:8507853 EAN:5708590356211  Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen. Eleganter Seifenspender zur Wandmontage. Schafft zusätzlichen Platz auf dem Waschbecken.
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, ABS
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com