



# PRESSALIT®

---

## Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau

---

**Produktnummer**

A4011  
VVS: 616810311  
EAN: 5708590180403



---

**Produktkapazität**

---

<b>Gewicht</b>	0,0043 kg
<b>Gewicht, brutto</b>	0,0043 kg
<b>Gewicht pro kolli</b>	13,76 kg
<b>Stück per kolli</b>	3200
<b>Stück pro Palette</b>	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®