



PRESSALIT®

Styrebuffer med skrue, 2 stk


Varenummer

T9807

EAN:5708590200521

Beskrivelse

Styrebuffer med skrue, 2 stk

**Produktkapacitet****Vægt**

0,03 kg

Vægt emballeret

0,03 kg

Vægt pr. kolli

0 kg

Antal pr. kolli

0

Antal pr. palle

0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com

PRESSALIT®