




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet R1171000
Kleur	VVS:615723100 NRF:6191651 EAN:5708590211718 HMI: 42230 NBS:N13:436 DB: 2076624 FDA:ILS/D135866 Wit
Beschrijving	 TMA toiletsteunen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en modellen met of zonder toiletzitting. TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet, incl. BL1999 scharnier. Donkergrijze handvatten. BL1 alleen aanbevolen met de volgende toiletzittingen R26, R27, R28, R29, R37 of R38.
Verstelbaarheid	Vaste montage
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal. Zacht polyurethaan.
Ergonomy	Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1). Testrapport beschikbaar.
Functie	De opklapbare toiletsteunen geven een goede ondersteuning en de gevormde handvatten zijn comfortabel voor de handen en armen.
Garantie	De steunen kunnen individueel worden opgeklapt.
Reiniging	De toiletsteunen kunnen individueel worden opgeklapt.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.



PRESSALIT®

Product	TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet
Artikelnummer	R1171000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®