




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Cuvette WC, suspendue, 700 mm R2099000
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Description</b>	<p>VVS:612928000 NRF:6191026 EAN:5708590345284 HMI: 105700</p> <p>Cuvette de WC suspendue. Longueur: 700 mm. Sans fixations murales.</p> <p>Cuvette de WC suspendue. Longueur: 700 mm. Sans fixations murales.</p>
<b>Capacité du produit</b>	Charge maximale admissible: 400 kg.
<b>Matériaux</b> <b>Ergonomie</b>	<p>Porcelaine sanitaire</p> <p>La cuvette WC de 700 mm est recommandée aux utilisateur de fauteuils roulants.</p> <p>L'espace supplémentaire profite également à l'aide-soignant.</p> <p>La cuvette suspendue peut être installée à la hauteur qui convient à l'utilisateur.</p> <p>L'espace libéré au-dessous s'offre au repos-pied d'un fauteuil roulant, aux pieds de l'aide soignant ou à ceux d'un lève-personne mobile.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.





# PRESSALIT®

<b>Article</b>	Cuvette WC, suspendue, 700 mm
<b>Numéro article</b>	R2099000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®