




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|---|
| Product Varunummer | Pressalit Public Classic Pappersdispenser, manuell, 500 ark, polerat stål PY10110 |
| Beskrivning | <p>VVS: 776135540 NRF: 1438633 RSK: 8920380 EAN: 5708590392240</p>  <p>Pappersdispenser i rostfritt stål för väggmontering. För ca 500 pappersservetter. Nyckelmanövrerad öppning. Inkl. monteringsatts.</p> <p>Hölje i rostfritt stål. Fylls uppifrån och har en inspektionsöppning för att indikera fyllnadsnivå.</p> <p>Rekommenderad pappersstorlek (vikt): 240–250 mm × 100–115 mm.</p> |
| Material | Europeiskt rostfritt stål (AISI 304) |
| Garanti Rengöring | <p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p> |

pressalit.com