




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Premium Tvålpump, 200 ml, borstat stål PX30710
Beskrivning	<p>VVS:774684215 NRF:1438645 RSK:8920370 EAN:5708590392172</p>  <p>Tvålpump i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsmanövrering och droppfri tvålpump med 200 ml behållare. Utformad för vanlig flytande tvål eller handlotion. Inkl. monteringsatts.</p>
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti Rengöring	<p>2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.</p> <p>Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>

pressalit.com